


BioHorizonsガイド サージェリーキット

BioHorizonsガイドドサージェリーキットは、シンプルでコンパクトにまとまったデザインのキットで、インプラント埋入がわかりやすく、かつ正確にできるようになっています。全てのコンポーネントがカラーコード化されており、予知性のあるインプラント埋入、良好な審美的結果が可能になります。




フレキシビリティ:

他社のシステムでもサージカルガイドが製作できるオープンアーキテクチャー




インプラント埋入の 深度コントロール:

計画通りの深度に埋入が可能なサージカルガイド



使用しやすさ:

マスターシリンダーや器具をカラーコード化することで使用ミスを防止



ガイドドサージェリーキット

品番

CGS4000

※5.8mm用のインストゥルメントについては別売です。

特長:

- ヒンジタイプのフタは多目的に使用でき、取り外し可能
- クリーニング時の分解・組立が簡単
- 追加で器具を入れる際の予備のスロットあり
- バイオホライズンズ・テーパードインプラント埋入用として、カラーコード化されたキット



CGSドリル












	2.0mm パイロット	2.5mm 埋入床拡大	2.8mm 埋入床拡大	3.2mm 埋入床拡大	3.7mm 埋入床拡大	4.1mm 埋入床拡大
17mmストッパー*	122-017	CGS-2517	CGS-2817**	CGS-3217	CGS-3717	CGS-4117
21mmストッパー	122-021	CGS-2521	CGS-2821**	CGS-3221	CGS-3721	CGS-4121
24mmストッパー	122-024	CGS-2524	CGS-2824**	CGS-3224	CGS-3724	CGS-4124
28mmストッパー	122-028	CGS-2528	CGS-2828**	CGS-3228	CGS-3728	CGS-4128

* 17mmドリルには深度マークがついています。

** 2.8mm埋入床拡大ドリルは3.4mm直径のインプラントを埋入する場合にのみ使用します。

ドリルガイド

	2.0mm	2.5mm	2.8mm	3.2mm	3.7mm	4.1mm
3.8mm	CGS-DGY20 	CGS-DGY25 	CGS-DGY28* 	CGS-DGY32 	—	—
4.6mm	CGS-DGG20 	CGS-DGG25 	—	CGS-DGG32 	CGS-DGG37 	CGS-DGG41 

*CGS-DGY28は、3.4mm直径のインプラントを埋入する場合にのみ使用します。

対応可能なインプラントのタイプ

■ ボーンレベルタイプ

テーパードプラス
(マウントフリー)



テーパード
(マウントフリー)



テーパード
(3inOne)



■ ティッシュレベルタイプ



Caiman Dental

株式会社 カイマンデンタル

〒102-0082 東京都千代田区一番町8番地15 一番町MYビル

▼ご注文・製品についてのお問い合わせは
TEL:03-3238-7560 FAX:03-3238-7561

<http://www.caimandental.com>

医療機器承認番号
(クラスⅢ)

医療機器承認番号
(クラスⅡ)

医療機器届出番号
(クラスⅠ)

22700BZX00312000 テーパードレーザーロックインプラントシステム
22700BZX00017000 テーパードプラス
22900BZX00343000 ティッシュレベルインプラントシステム

229AGBZX00003000 BHTドリル
301AGBZX00072000 ガイドドサージェリーキットCGS4000
13B1X10031000014 アンシラリーツール